



手動操作

- 1 電源ボタンを一回押す
- 2 本体が起動するまで待つ
- 3 電源ボタンを2回押して1秒後
低振動でスタートする
- 4 振動ベルボタンで振動レベルを変更する
- 5 電源ボタンを一回押して停止する

リモート操作 (オプション)

- 1 電源ボタンを一回押す
- 2 本体が起動するまで待つ
- 3 Aボタン 低振動でスタートする
- 4 振動ベルボタンで振動レベルを変更する
- 5 Aボタン ボタンでいつでも on/off できる
- 6 電源ボタンを一回押して本体停止させる



オンラインから完全なマニュアルを入手できます。【www.magvibe.com/manuals】
QRコードからも読み取ることができます